

# Клип/Клип Ф (Clip/Clip F)

## Инструкция по применению

Разрешен к применению на территории № ФСЗ 2011/09580

### Описание материала:

**Клип** представляет собой светоотверждаемый материал для временного пломбирования и изоляции. Благодаря эластичной консистенции он легко удаляется даже при наличии поднутрений, что не требует дополнительной обработки полостей после его удаления.

Вследствие этого улучшается точность припасовки постоянной конструкции.

**Клип** поставляется в дозаторах и в капсулах (Caps) для непосредственного внесения материала в полость. **Клип Ф** является фторидосодержащим материалом, непрерывно выделяющим ионы фторида.

### Показания к применению:

Временные пломбы всех видов. Временная изоляция полостей при изготовлении вкладок и накладок.

### Способ применения:

Провести как обычно препарирование полости, наложение прокладки и сделать оттиск. Полость промыть и высушить.

### Клип в дозаторах:

Внести **Клип** в полость подходящим инструментом (круглым штопфером, шпателем и т. д.).

### Клип в капсулах (Caps):

Поместить капсулу в отверстие диспенсера (соблюдать соответствующую инструкцию по применению). Повернуть капсулу в желаемом направлении и снять защитный колпачок.

Вносить **Клип** в полость посредством длительного и равномерного нажатия на рычаг диспенсера.

### Дальнейшая обработка:

Провести моделирование с небольшим избытком материала. При использовании в рамках техники изготовления вкладок и накладок перед полимеризацией изолировать контактные пункты с помощью зубной нити или матрицы от материала (сохранение подвижности зубов).

В течение 20 - 40 с (в зависимости от толщины слоя) провести полимеризацию фотополимерной лампой. Мощность излучения для галогеновых фотополимеризационных ламп должна быть не менее 500 мВт/см<sup>2</sup>, а для светодиодных ламп не менее 300 мВт/см<sup>2</sup>. Слой толщиной 5 мм, как правило, отвердевает через 40 с. Если источник света не может быть размещен достаточно близко к материалу, то необходимо продлить время полимеризации.

Проверить окклюзию. Избыток материала может быть срезан при помощи скальпеля. Для шлифовки подходят силиконовые головки для финишной обработки.

### Удаление временной пломбы:

Для удаления вставьте во временную пломбу жесткий инструмент и вытащите ее.

### Указания, меры предосторожности:

К поверхности стоматологической пластмассы или прокладки (например, из светоотверждаемого материала) может наблюдаться эффект приклеивания. В этом случае используют подходящую изоляцию (например, глицерин, вазелин). Фенольные субстанции, особенно препараты, содержащие эвгенол и тимол, приводят к нарушению полимеризации **Клип/Клип Ф**. Поэтому, следует избегать использования цинкоксид-эвгенольных или других эвгенолсодержащих препаратов в комбинации с **Клип/Клип Ф**.

В случае необходимости длительной изоляции более чем на две недели и при пломбировании окклюзионной или краевой области в обязательном порядке рекомендуется провести усиление композитом. Для этого нанести незначительное количество композита на намеченные места и после контурирования провести полимеризацию вместе с **Клип**. Незначительное набухание **Клип** обеспечивает плотное краевое прилегание на период временной изоляции. Для сохранения подвижности зубов и контактных пунктов при одновременном пломбировании соседних зубов удалить перед полимеризацией избытки материала из апроксимальных участков.

**Клип** содержит акрилаты, метакрилаты и ВНТ.

**Клип Ф** содержит метакрилаты, ВНТ и фторид.

При наличии повышенной чувствительности (аллергии) к данным компонентам **Клип/Клип Ф**, следует отказаться от его применения. Во избежание появления аллергических реакций у чувствительных пациентов избегайте контакта неотвержденной пасты со слизистой оболочкой.

#### **Хранение:**

Хранить при температуре 4 °С - 23 °С. При длительном неиспользовании рекомендовано хранение в прохладном месте.

После истечения срока годности материал больше не применять.

Наши препараты разработаны для использования в стоматологии. Поскольку речь идет о применении поставляемых нами препаратов, наши устные и/или письменные указания, а также наша консультация, являются абсолютно честными и ни к чему не обязывающими. Наши указания и/или консультации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях. Поскольку применение наших препаратов проводится без нашего контроля, ответственность за это ложится исключительно на Вас. Разумеется, мы гарантируем, что качество наших препаратов отвечает существующим нормам, а также стандартам, указанным в наших общих условиях продажи и поставок.