

Адмира Протект (Admira Protect)

Инструкция по применению ЕС Медицинское изделие

Описание материала:

Светоотверждаемый, выделяющий фторид препарат на основе Ормокер®а (ORMOCER®) для лечения гиперестезии дентина. В большинстве случаев **Адмира Протект** уже после однократного применения полностью устраняет повышенную чувствительность и дополнительно защищает от внешних воздействий и абразии.

Показания к применению:

- Лечение гиперестезии дентина (повышенной чувствительности дентина),
- Лечение шеек зубов (также при оголении краев коронок, после профчистки или снятия зубного камня, при оголении шеек зубов после оперативного вмешательства и т.д.).

Противопоказания:

Адмира Протект содержит метакрилаты, ВНТ и органические кислоты. Следует отказаться от применения **Адмира Протект** при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этим компонентам.

Целевая группа пациентов:

Адмира Протект разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по полу и возрасту.

Характеристики материала:

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

Пользователь:

Адмира Протект должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

Применение:

1. Подготовка

Зубы, требующие лечения, необходимо почистить.

Рабочее поле изолировать ватными валиками. Избыточную влажность устранить с помощью воздушной струи. Не пересушивать дентин. Цель - слегка влажная поверхность дентина.

После очистки следует исключить загрязнение поверхности кровью или слюной.

2. Извлечение материала

Нанести **Адмиру Протект** на **Сингл Тим** или одноразовую кисточку. Альтернативный вариант – материал **Адмира Протект** нанести на палету для смешивания.

3. Нанесение материала

Адмиру Протект равномерно нанести с помощью **Сингл Тим** или одноразовой кисточки на все поверхности дентина, подлежащие обработке и оставить для воздействия на 20 с.

Затем **Адмиру Протект** раздуть слабой воздушной струей и полимеризовать стандартным фотополимеризатором в течение 10 с. Мощность светового потока не должна быть меньше 500 мВт/см².

Нанести второй слой **Адмиры Протект**, осторожно раздуть воздухом и полимеризовать 10 с.

4. Удаление ингибированного слоя

Слой, ингибированный кислородом (мягкая поверхность), удалить ватным тампоном или валиком. Обследовать десневую борозду на наличие излишков материала и при необходимости удалить их.

Указания, меры предосторожности:

- Фенольные субстанции (напр., эвгенолосодержащие материалы) приводят к нарушению полимеризации и поэтому не должны вступать в контакт с **Адмирой Протект**.
- Исключить контакт со слизистой оболочкой полости рта.
- При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к офтальмологу.
- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

Состав (в порядке уменьшения содержания):

Ацетон, BisGMA, метакрилатный сложный эфир фосфорной кислоты, НЕМА, UDMA, TEGDMA, Метакрилат-функционализирующая полиалкеновая кислота, Ормокера (ORMOCER®) смола, инициаторы реакции, стабилизаторы.

Указания по хранению и применению:

После применения флакон с **Адмирой Протект** плотно закрыть. Хранить при температуре 4 °С - 23 °С (хранение при 5 °С - 8 °С продлевает срок годности препарата).

Материал **Адмира Протект** не подвергать воздействию прямых солнечных лучей или операционного светильника. Не использовать после истечения срока годности.

Утилизация:

Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

Обязательное извещение:

Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **Адмира Протект**, следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.

Примечание:

Краткие отчеты о безопасности и клиническом применении **Адмира Протект** хранятся в Европейской базе данных о медицинских изделиях (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Подробную информацию читайте по ссылке www.voco.dental.