

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
цемента стоматологического водозатворимого
"ОРТОФИКС-АКВА®"
по ТУ 9391-037-45814830-99

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Для повышения качества ортопедического лечения пациентов с использованием несъемных зубных протезов, увеличения сроков пользования коронками и мостовидными протезами разработана система стоматологических водозатворимых цементов "Ортофикс-Аква", объединяющая:

- стеклоиономерный цемент;
- поликарбоксилатный цемент;
- кальцийсодержащий цемент для временной фиксации.

Цемент стоматологический водозатворимый **«Ортофикс-Аква» поликарбоксилатный** (далее по тексту – цемент **«Ортофикс-Аква» поликарбоксилатный**) предназначен для:

- постоянной фиксации коронок, вкладок, штифтов, мостовидных протезов;
- фиксации ортопедических и ортодонтических конструкций;
- подкладок под различные виды пломбирочных материалов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Цемент **«Ортофикс-Аква» поликарбоксилатный** представляет собой механическую смесь модифицированной окиси цинка и сухой полиакриловой кислоты.

Цемент **«Ортофикс-Аква» поликарбоксилатный** обладает хорошей адгезией к дентину, эмали и к основным конструкционным стоматологическим материалам, минимальной растворимостью и усадкой, высокой прочностью, соответствует требованиям ГОСТ 31578-2012.

Цемент **«Ортофикс-Аква» поликарбоксилатный** легко смешивается с водой до получения необходимой консистенции. При фиксации коронок и мостовидных протезов не вызывает болевых ощущений у пациента.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Перед началом работы капельницу заполняют дистиллированной водой, а **флакон с порошком встряхивают**. Порошок дозируют ложкой-мерником, заполняя ее вровень с краями, избыток порошка удаляют шпателем. Воду дозируют капельницей, которую для правильной дозировки следует держать строго вертикально и достаточно высоко, чтобы капля падала свободно. Цемент готовят из порошка и воды в определенной пропорции: 1 мерную ложку порошка без верха (0,2 г) смешивают с 1 каплей воды (0,05 г).

Цемент замешивают на стекле порциями в течение 20-30 сек. Рабочее время цемента при температуре 18-23°С и относительной влажности воздуха 45-55% - 2,0-

2,5 минуты. Более высокая температура сокращает рабочее время материала, в этом случае цемент следует замешивать на охлажденном стекле. Время отверждения цемента от момента окончания замешивания 5,0–6,0 минут

Полученная паста должна быть в работе пока она имеет глянцевую блестящую поверхность.

Фиксацию проводят общепринятым способом. Излишки цемента при фиксации удаляют до начала его схватывания или после его окончательного твердения.

Металлические инструменты сразу после использования рекомендуется промыть холодной водой.

ВНИМАНИЕ:

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

Не допускайте попадания материала в глаза. При попадании - немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (банка)	- 30,0 г
Бутылочка-капельница	- 1 шт.
Мерная ложка	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте в плотно закрытой таре при температуре **от +5°C до +25°C**. Срок годности **3 года**.

Транспортировать всеми видами крытых транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Избегать попадания влаги (для сохранения порошка в банку введена капсула с осушителем).

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.