



Clip · Clip F · Clip Flow

СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

Clip · Clip F · Clip Flow

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ В ВАШЕМ КАБИНЕТЕ

Клип, Клип Ф и Клип Флоу являются идеальными композитными материалами для временных пломб всех видов. Спектр показаний к применению этих материалов начинается от их использования при изготовлении вкладок и накладок и заканчивается повторными временными запечатываниями отверстий при эндодонтическом лечении. Кроме того, Клип Флоу может применяться в качестве подкладочного материала, десневой маски, для блокирования, для фиксирования пластмассовой матрицы во время нанесения пломбировочного материала, а также для запечатывания входов в корневые каналы.

Трёхкратная экономия времени в Вашем кабинете

Клип – это пломбировочный материал, с помощью которого возможны аккуратные временные реставрации. Экономия времени при его применении обусловлена его полимеризацией с помощью галогеновой / светодиодной полимеризационной лампы.

После полимеризации Клип остается эластичным и перед посадкой постоянной реставрации может быть легко удален цельной порцией с помощью соответствующего инструмента.



Простое удаление цельной порцией во всех областях применения.

Источник: Д-р Петер Бастоббе, Майнлеус / Германия

К тому же, благодаря надежной герметизации, полость защищена от попадания в нее остатков еды и бактерий. Таким образом, Клип объединяет в себе много преимуществ, благодаря чему процесс терапии станет для Вас проще и экономнее по времени. Простота в применении, высокая эффективность, экономичность материала и легкое удаление временной пломбы говорит в пользу материала Клип.

Техника изготовления вкладок / накладок

Преимущество всех продуктов группы Клип – это простота применения в рамках техники изготовления вкладок и накладок. Высверливание временной пломбы из полости отпадает благодаря возможности удаления материала Клип цельной порцией. Поэтому после удаления материала Клип сама полость и место посадки постоянной пломбы остаются без изменений.



Внесение Клип Флоу в полость

Результат

Эндодонтическое лечение

Продукты Клип нашли свое применение также и в эндодонтии: при длительном лечении корней в течение нескольких сеансов Клип герметизирует полость, защищая её от попадания слюны и, таким образом, обеспечивает защиту от бактерий. Преимуществом является также простое и быстрое применение материала при повторном запечатывании и последующем открытии входов при эндодонтическом лечении.

Клип Ф – выделение фторида

В Клип Ф содержится дополнительный фторид, таким образом, Клип Ф сочетает в себе как преимущества материала Клип, так и преимущества постоянного выделения фторида в свежепрепарированную полость.

Clip Flow

МНОГОСТОРОННИЙ И ТЕКУЧИЙ

Клип Флоу в качестве подкладочного материала

Клип Флоу является отличным подкладочным материалом для временных коронок и мостов, так, что до установления постоянной реставрации можно гарантировать идеальную посадку.

Клип Флоу для блокирования поднутрений

Клип Флоу является, например, оптимальным вспомогательным средством для блокирования поднутрений. В связи с этим снятие оттиска с помощью Клип Флоу существенно упрощается.



Нанесение Клип Флоу



Полимеризация



Изолированные межзубные пространства



Удаление Клип Флоу

Изоляция десны с помощью Клип Флоу

С помощью Клип Флоу Вы можете с целью защиты зубов, например, при применении отбеливающего средства в условиях стоматологического кабинета, нанести защиту на десну. Она служит барьером для отбеливающих средств и защищает прилегающие мягкие ткани и зубы, не нуждающиеся в отбеливании. Использование Клип Флоу в качестве десневой маски происходит быстро и просто.



Нанесение десневой защиты



Удаление цельной порцией

Фиксирование пластмассовой матрицы с помощью Клип Флоу

Клип Флоу обеспечивает простое фиксирование пластмассовых матриц, чтобы они оптимально держались на своем месте во время нанесения пломбировочного материала.



Фиксирование матрицы



Восстановление формы и функции зуба

Источник: Д-р Вальтер Деннер, г. Фульда / Германия

Имплантат-абатмент

Вход к отверстию соединительного винта между абатментом и имплантатом часто закрывают с помощью временного материала во избежание попадания в него фиксирующего цемента и, т.о., полного его запечатывания при фиксации постоянной реставрации на абатменте. С помощью Клип Флоу это осуществляется быстро, удобно и реверсивно.



Абатмент с открытым входом



Запечатывание входа с помощью Клип Флоу



Фотополимеризация материала



Готовое запечатывание

Источник: Д-р Вальтер Деннер, г. Фульда / Германия

Clip · Clip F · Clip Flow

СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ

Показания

Все виды временных пломб

Временная изоляция полостей при изготовлении вкладок и накладок

Дальнейшие показания Клип Флоу

Запечатывание головок фиксирующих винтов имплантатов в ортопедических конструкциях

Подкладочный материал для временных коронок и мостов

Материал для блокирования поднутрений в зубной дуге, напр., перед снятием оттиска

Использование в качестве десневой маски

Фиксирование пластмассовой матрицы во время нанесения пломбировочного материала

Временное пломбирование полостей и запечатывание входов в корневые каналы

Преимущества

- Легкое внесение – легкое удаление цельной порцией
- Сохраняет границы препарирования
- Выдерживает жевательную нагрузку и устойчив к подтеканию слюны
- Не липнет
- Экономит время благодаря фотополимеризации
- Эластичный
- Текучий (Клип Флоу)
- NDT®-дозатор (Клип Флоу)

Формы выпуска

Клип

REF 1284	2 дозатора по 4 г
REF 1285	3 дозатора по 4 г
REF 1287	25 Капс по 0,2 г
REF 9301	Капс Диспенсер

Клип Ф

REF 1289	2 дозатора по 4 г
REF 1283	3 дозатора по 4 г

Клип Флоу

REF 1282	2 дозатора по 1,8 г, принадлежности
REF 2148	Аппликационные канюли тип 46, 100 штук



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Германия

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com

Представлено: