

# Профлуорид Варниш (Profluorid Varnish)

## Инструкция по применению

ЕС Медицинское изделие

### Фторидосодержащий лак для десенсибилизации зубов

#### Описание материала:

**VOCO Profluorid Varnish** является фторидосодержащим лаком для десенсибилизации зубов при обработке поверхностей эмали и дентина. **VOCO Profluorid Varnish** прилипает к влажным поверхностям и является толерантным к присутствию остатков влаги и слюны.

**VOCO Profluorid Varnish** является этаноловой суспензией канифоли с искусственным ароматизатором и подсластителем ксилитом.

1 мл **VOCO Profluorid Varnish** содержит 50 мг фторида натрия, соответствующих 22,6 мг фтора.

#### Показания к применению:

**VOCO Profluorid Varnish** предназначен:

1. Для лечения гиперчувствительных зубов
2. Лечение при чувствительности поверхностей корней

#### Противопоказания:

- **VOCO Profluorid Varnish** содержит канифоль и искусственный ароматизатор. Следует отказаться от применения **VOCO Profluorid Varnish** при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этим компонентам.
- **VOCO Profluorid Varnish** не применять у пациентов с язвенными воспалениями десны или слизистых поверхностей полости.
- **VOCO Profluorid Varnish** не предназначен для системного лечения.

#### Целевая группа пациентов:

**VOCO Profluorid Varnish** может применяться у любых пациентов, без ограничений по возрасту или половой принадлежности.

#### Характеристики материала:

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

#### Пользователь:

Использовать **VOCO Profluorid Varnish** разрешается только профессионально квалифицированным в области стоматологии сотрудникам.

#### Применение:

##### Рекомендуемая дозировка:

- Для лечения пациентов во временном прикусе ок. 0,25 мл **VOCO Profluorid Varnish**
- Для лечения пациентов в сменном или постоянном прикусе ок 0,40 мл **VOCO Profluorid Varnish**

Нанесите **VOCO Profluorid Varnish** тонким слоем на твердые ткани зуба. Толстый слой пленки легко удаляется и не оказывает терапевтического эффекта. Практика показывает, что необходимое количество препарата для полного прикуса составляет от 0,25 мл до 0,40 мл.

**Подготовка:**

Обрабатываемые участки тщательно очистить от зубного камня. Для достижения оптимального результата удалить с обрабатываемых поверхностей избытки влаги/слюны.

**Нанесение:**

Равномерно нанести **VOCO Profluorid Varnish** до получения тонкой пленки на всей покрываемой поверхности. Увлажнить обрабатываемую поверхность (легким промыванием или благодаря естественному попаданию слюны), чтобы обеспечить застывание **VOCO Profluorid Varnish**.

**Указания, меры предосторожности:**

- Проинструктировать пациентов в том, что в течение 4 часов после проведения обработки необходимо исключить употребление твердой пищи, алкоголя, чистку зубов, использование зубной нити.
- Канифоль может оказывать отрицательное влияние на полимеризацию и адгезию композитов.
- При использовании цилиндрической ампулы обязательно использовать предназначенные для этой цели притупленные аппликационные канюли (длина 32 мм, диаметр 0,9 мм). **VOCO Profluorid Varnish** предназначен для многократного использования. После аппликации удалить канюлю и хранить цилиндрическую ампулу без канюли (ампула остается плотно закрытой благодаря резиновой перегородке). Перед следующим применением насадить новую канюлю.
- В соответствии со своим назначением **VOCO Profluorid Varnish** обладает липкой консистенцией. Остатки материала на резьбе тубика могут приводить к прилипанию колпачка. При необходимости, загрязнения следует удалить салфеткой, пропитанной этанолом.
- В редких случаях сообщалось об отеках, особенно после использования на больших участках.
- При применении сопоставимых препаратов сообщалось о крайне редких случаях возникновения одышки у детей, страдающих астмой.
- У пациентов с чувствительной пищеварительной системой после обработки обширных участков возможно появление тошноты.
- При наличии повышенной чувствительности: удалить лак с помощью мягкой зубной щетки и зубной нити, в заключение промыть теплой водой.
- В день проведения процедуры не использовать другие фторидосодержащие препараты.
- После проведения лечения лаком **VOCO Profluorid Varnish** на несколько дней приостановить прием таблеток, содержащих фторид.
- Лак не глотать.
- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

**Хранение:**

Хранить при температуре от 4 °C до 23 °C. После истечения срока годности материал больше не применять.

**Утилизация:**

Материал утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

**Обязательное извещение:**

Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **VOCO Profluorid Varnish** следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.