



# VILLACRYL S



ОПИСАНИЕ

**Villacryl S** — самоотверждающийся полимерный стоматологический материал предназначенный для починки протезов и их непрямого перебазирования. Абсолютно сочетается со смолами линии Villacryl H Plus благодаря подходящей цветовой гамме.

- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке,
- Быстрота в изготовлении благодаря прекрасному соединению с материалами горячей полимеризации,
- Цветовая гамма, так же как в смолах Villacryl H Plus и Villacryl H Rapid, гарантирует превосходную эстетическую починку,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

## Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-1 „Стоматология – Полимеры для базисов - часть 1: Полимеры для базисов зубных протезов”

<b>Пропорция смешивания</b>	10 г порошка / 5,3 мл (5 г)
<b>Время приготовления теста</b>	8 мин.
<b>Время полимеризации</b>	Минимум 20 мин. 50-60°C 2 бар
<b>Устойчивость к излому</b>	> 60* МПа
<b>Растворимость</b>	< 8* µg/мм <sup>3</sup>
<b>Сорбция</b>	< 32* µg/мм <sup>3</sup>

## Упаковки

Наборы	Порошок
<b>0</b> V1300Z01: 100 г + 50 мл	V1300P08: 1 кг
<b>V2</b> V1300V2Z04: 100 г + 50 мл	-
<b>V4</b> V1300V4Z05: 100 г + 50 мл	V130V4P06: 1 кг
<b>T4</b> V1300T4Z03: 100 г + 50 мл	V130T4P11: 1 кг

### Жидкость

V130L02: 200 мл
V130L07: 500 мл

## Цвета

- 0** - бесцветный
- V2** - молочно-розовый в прожилках
- V4** - розовый в прожилках
- T4** - розовый