



VILLACRYL ORTHO



ОПИСАНИЕ

Villacryl Ortho — бесцветный акриловый материал холодной полимеризации, предназначенный для изготовления съёмных ортодонтических аппаратов методом насыпания порошка на модель и пропитывания мономером (методом „salt and pepper“), а также для починки ортодонтических аппаратов.

- Возможность индивидуального создания цвета любой насыщенности,
- Экономный – для получения широкой гаммы цветов и оттенков достаточно добавить в мономер цветовой концентрат,
- Низкая всасываемость жидкости из полости рта,
- Биологически нейтрален,
- Благодаря быстрому гелеобразованию массы не стекает с гипсовой модели,
- Идеально прозрачная акриловая масса,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические данные

*Согласно норме EN ISO 20795-2 „Стоматология. Основные полимеры. Часть 2: Основные полимеры для ортодонтии“.

Время полимеризации	20 мин. 50-60°C 2 бар
Устойчивость к излому	> 50* МПа
Растворимость	< 5* µg/мм ³
Сорбция	< 32* µg/мм ³

Упаковки

Наборы	Порошок
0 V160Z01: 500 г + 250 мл + 3 x 12 мл	V1600P07: 500 г V1600P05: 2 кг V1600P06: 4 кг

Жидкость

V160L03: 250 мл
V160L04: 500 мл
V160L02: 1 л

Цвета

0 - бесцветный