



VILLACRYL HARD



ОПИСАНИЕ

Villacryl Hard — это самотвердеющий акриловый материал. Материал предназначен для временной перебазировки протезов непосредственно в ротовой полости пациента. Благодаря низкой температуре полимеризации он полностью безопасен для пациента.

- Низкая температура полимеризации в ротовой полости пациента,
- Удобен в использовании в стоматологической кабине,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке,
- Позволяет на быструю перебазировку протеза,
- Хорошо соединяется с базисом протеза,
- Обеспечивает пациенту комфортное пользование протезом,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтрален.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические данные

Пропорции смешивания	2,35 г порошка / 1,5 мл (1,3 г) жидкости
Время пригодности теста к использованию	90 сек
Процесс полимеризации в ротовой полости пациента	2 мин.
Время полимеризации согласно инструкции	30 мин. – 50-60°C с добавлением отвердителя 2 г / 200 мл
Твёрдость	72 Shore'D

Упаковки

Наборы

V190Z02 60 г + 40 мл + 10 мл

Цвета

- Розовый