

Orthoprint

specialPro

Сверхбыстрый альгинат, рекомендуемый для ортодонтии.



ВРЕМЯ В ПОЛОСТИ РТА



ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- **Короткое время в полости рта:** обладая временем нахождения в полости рта, равным 45-ти секундам, что хорошо воспринимается пациентами, Orthoprint рекомендован для использования в ортодонтии 97% пользователей*
- **Аромат ванили:** приятен для детей**
- **Высокая эластичность:** оптимальное возвращение к первоначальной форме
- **Высокая прочность на разрыв:** помогает снизить риск повреждения оттиска при его выведении из полости рта пациента



ВАНИЛЬ



РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ОРТОДОНТИИ

97% пользователей рекомендуют Orthoprint для ортодонтии*!

Больше информации на странице 12.

Клинические Этапы***

Рабочее время (включая время смешивания)	1' 05"
Время в полости рта	45"
Время схватывания	1' 50"

* Согласно исследованию Key-Stone Италия, 2019

** Согласно исследованию Zhermack в Италии и Германии, 2019

*** Время клинического использования предполагается отсчитывать от начала смешивания с деионизированной водой при температуре 23°C/73°F.