

Уверенная обработка канала

wave • one[®]
GOLD



+
WE
KNOW
ENDO.

www.dentsplycis.com


Философия препарирования одним файлом, знакомая вам по WAVEONE[®], дополненная рядом ЗОЛОТЫХ преимуществ

wave • one[®]
GOLD

1 Повышенная безопасность пациента

- Увеличенная на 50% устойчивость к циклической нагрузке файла Primary по сравнению с аналогичным инструментом WAVEONE[®]
- Минимальный эффект вкручивания


Устойчивость к циклической нагрузке



2 Применим в большинстве клинических случаев

- Повышенная гибкость файла благодаря инновационному сплаву GOLD-wire
- Оптимизированная размерная линейка (Small, Primary, Medium, Large)


Гибкость



3 Сокращено время препарирования канала

- Повышенная режущая способность
- Один файл в большинстве клинических случаев

Время обработки канала



Инструменты спроектированы с учетом инновационной реципрокной технологии

Ведущие специалисты DENTSPLY MAILLEFER принимали непосредственное участие в разработке wave•one[®] GOLD

Команда разработчиков



Серджо Катлер, Клиф Раддл, Джулиан Веббер и Вильгельм Перто.

Препарирование корневого канала ещё никогда не было таким простым.


Выпустив систему WAVEONE[®] в 2011 году, компания Dentsply Maillefer установила новый стандарт в препарировании корневых каналов зубов. Врачи-эндодонтисты, и стоматологи общей практики по всему миру по достоинству оценили простоту применения системы WAVEONE[®], которая значительно повысила качество их эндодонтических процедур.

Мы приложили огромные усилия, чтобы сделать ещё лучше систему WAVEONE[®], и рады представить вам новый WAVEONE[®] GOLD.

WAVEONE[®] GOLD сочетает преимущества техники препарирования канала всего одним инструментом вместе с новым подходом к термической обработке сплава, из которого изготовлен инструмент. Кроме того, мы оптимизировали диаметры кончиков, конусность и поперечное сечение файлов, что значительно повышает безопасность, эффективность и гибкость инструментов во время обработки корневого канала. Система WAVEONE[®] GOLD выводит простоту применения и успешность клинической процедуры на новый уровень.



Случай предоставлен Доктором Дж. Веббером







Легкость применения позволяет сконцентрироваться на препарировании

wave•one[®] GOLD Primary применим для большинства клинических случаев

pro•glider[®]

Содание
«ковровой
дорожки»



Одноразовые стерильные инструменты



Большинство стоматологов стремится к снижению общей стоимости лечения при одновременном повышении безопасности и эффективности.

Именно поэтому инструменты WAVEONE[®] GOLD выпускаются в престерилизованных блистерах.

- Простота использования, благодаря стерильной упаковке
- Повышенная безопасность за счёт увеличенной устойчивости к циклической нагрузке
- Отсутствует риск перекрёстной контаминации
- Высокая режущая способность

Комплексное решение

wave•one[®]_{GOLD} оптимизирует комплексный подход к эндодонтическому лечению и обеспечивает предсказуемые успешные результаты



Информация для заказа wave•one[®] GOLD

Инструменты



small

- 3x small (020 07) – 21mm – A 0753 221 GOS 03
- 3x small (020 07) – 25mm – A 0753 225 GOS 03
- 3x small (020 07) – 31mm – A 0753 231 GOS 03
- 6x small (020 07) – 21mm – A 0756 221 GOS 03
- 6x small (020 07) – 25mm – A 0756 225 GOS 03
- 6x small (020 07) – 31mm – A 0756 231 GOS 03



primary

- 3x small (025 07) – 21mm – A 0753 221 GOP 03
- 3x small (025 07) – 25mm – A 0753 225 GOP 03
- 3x small (025 07) – 31mm – A 0753 231 GOP 03
- 6x small (025 07) – 21mm – A 0756 221 GOP 03
- 6x small (025 07) – 25mm – A 0756 225 GOP 03
- 6x small (025 07) – 31mm – A 0756 231 GOP 03



medium

- 3x small (035 06) – 21mm – A 0753 221 GOM 03
- 3x small (035 06) – 25mm – A 0753 225 GOM 03
- 3x small (035 06) – 31mm – A 0753 231 GOM 03
- 6x small (035 06) – 21mm – A 0756 221 GOM 03
- 6x small (035 06) – 25mm – A 0756 225 GOM 03
- 6x small (035 06) – 31mm – A 0756 231 GOM 03



large

- 3x small (045 05) – 21mm – A 0753 221 GOL 03
- 3x small (045 05) – 25mm – A 0753 225 GOL 03
- 3x small (045 05) – 31mm – A 0753 231 GOL 03
- 6x small (045 05) – 21mm – A 0756 221 GOL 03
- 6x small (045 05) – 25mm – A 0756 225 GOL 03
- 6x small (045 05) – 31mm – A 0756 231 GOL 03

Ассортиментный набор

- 1xsmall/primary/medium/large – 21mm
A 0754 221 G9A 03
- 1xsmall/primary/medium/large – 25mm
A 0754 225 G9A 03
- 1xsmall/primary/medium/large – 31mm
A 0754 231 G9A 03