


Hydrogum

multiPro

Исторический альгинат для универсального использования



ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- **Высокая прочность на разрыв:** помогает снизить риск повреждения оттиска при его выведении из полости рта пациента.
- **Эластичность:** оптимальное возвращение к первоначальной форме



МЯТА

ОДИН ИЗ НАШИХ ПЕРВЫХ АЛЬГИНАТОВ, ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ

Используемый в стоматологической практике уже более 20 лет, Hydrogum был одним из первых альгинатов компании Zhermack и до сих пор является одним из самых популярных в более, чем 50 странах мира.

Клинические Этапы**

| | |
|---|--------|
| Рабочее время (включая время смешивания) | 1' 10" |
| Время в полости рта | 1' 00" |
| Время схватывания | 2' 10" |

* Время клинического использования предполагается отсчитывать от начала смешивания с деионизированной водой при температуре 23°C/73°F.