

# OptiBond™ FL

Двухкомпонентная адгезивная система  
для техники тотального травления

Признанный «золотой стандарт» адгезии, проверенный 25-летним опытом.

26684 E OptiBond™ FL, набор: 1 флакон (8 мл) праймера, 1 флакон (8 мл) адгезива, 1 шприц (3 г) протравочного геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов

33352 E OptiBond™ FL, набор: 50 унидоз (по 0,1 мл) праймера, 50 унидоз (по 0,1 мл) адгезива, 100 аппликаторов

25882 E OptiBond™ FL, адгезив, флакон (8 мл)



## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Раздельное применение праймера и адгезива позволяет добиться максимальной эффективности каждого из этих компонентов
- Высокая наполненность (48%) обеспечивает прочность адгезивного слоя
- Удобное нанесение: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание
- Работа на сухом и влажном дентине
- Сила адгезии, подтвержденная более чем 25-летним опытом применения
- Прочная адгезивная пленка выполняет функцию суперадаптивного слоя



*Я использую OptiBond™ FL уже в течение 6 лет на терапевтическом и ортопедическом приеме. Адгезив высоко наполнен – поэтому он обеспечивает выживание шва реставрации в долгосрочной перспективе. Кроме того, при соблюдении протокола вы не столкнетесь с проблемой «белой линии» и постпломбировочной чувствительности. Любите своих пациентов: не пересушивайте дентин перед нанесением праймера и работайте строго по инструкции.*



**БЕРЕТАРЬ**  
Руслан Саферович

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.

Автор курсов высокохудожественных и функциональных реставраций во фронтальном и боковом отделах. Автор методических пособий по прямой реставрации. Специализируется на высокоэстетичных и функциональных прямых и непрямых реставрациях.

Учредитель и главный врач клиники «RBCLINIC», г. Майкоп

Данный отзыв представляет мнение доктора Беретаря. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.