

Occlufast Rock

multiPro

Первый А-силикон для регистрации прикуса в истории Zhermack, известный и широко используемый по всему миру.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- **Неощутимая консистенция:** позволяет пациенту сомкнуть челюсти естественным образом, тем самым снижая вероятность смещения нижней челюсти вследствие неестественного прикуса^[4]
- **Тиксотропия:** препятствует стеканию материала, при этом позволяя ему легко течь по поверхности зубов^[10]
- **Стабильность размеров до 7 дней:** позволяет поддерживать точность регистратора прикуса в течение нескольких дней с момента его получения

ПЕРВЫЙ А-СИЛИКОН ZHERMACK ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА, БЕСТСЕЛЕР

После более чем 30 лет использования в стоматологической практике Occlufast Rock все еще остается одним из самых известных и популярных материалов в мире.

Технические данные

Рабочее время*	30"
Время в полости рта**	1'00"
Точность воспроизведения деталей	20 мкм
Твердость	95 по Шору А

* Длительности клинических этапов рассчитаны с момента начала смешивания при температуре 23 °C / 73 °F.

** Время нахождения в полости рта рассчитано при температуре 35 °C / 95 °F.