



# VILLACRYL ORTHO MIX

everall7

## ОПИСАНИЕ

**Villacryl Ortho MIX** — это бесцветный стоматологический полимерный материал холодной полимеризации, предназначенный для изготовления съёмных ортодонтических аппаратов методами „соль и перец” и акрилового теста, а также для ремонта ортодонтических аппаратов.

- Экономный — для получения широкой гаммы цветов и оттенков достаточно добавить в мономер цветовой концентрат,
- Высокая механическая прочность,
- Биологически нейтрален,
- Универсальность применения в зуботехнической лаборатории,
- Простота и лёгкость в приготовлении и обработке.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Технические данные

\*Согласно норме EN ISO 20795-2 „Стоматология. Основные полимеры. Часть 2: Основные полимеры для ортодонтии”.

Пропорция смешивания	24 г порошка / 10 мл жидкости
Время приготовления теста	6-7 мин.
Время пригодности теста к использованию	ок. 15 мин.
Время полимеризации	20 мин. 50-60°C 2 бар
Устойчивость к излому	> 50* МПа
Растворимость	< 5* $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
Сорбция	< 32* $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

### Упаковки

#### Наборы

0 V170Z01: 500 г + 250 мл + 3 x 12 мл

#### Цвета

0 - бесцветный

## VILLACRYL ORTHO КОНЦЕНТРАТЫ ЦВЕТА

## ОПИСАНИЕ

Концентраты цвета **Villacryl Ortho** позволяют изготовить ортодонтический аппарата в любом цвете.

- 8 цветов, дающих возможность создавать различные расцветки

- Использование концентратов цвета даёт возможность создать свой индивидуальный цвет произвольной насыщенности,
- Цвета аппаратов, изготовленных при помощи Villacryl Ortho с использованием разных концентратов цвета, очень эстетичны и обладают стабильностью расцветки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Цвета

1 V1809P08: голубой 50 мл

2 V1808P07: светло-зелёный 50 мл

3 V1807P06: тёмно-зелёный 50 мл

4 V1806P05: фиолетовый 50 мл

5 V1805P04: малиновый 50 мл

6 V1804P03: красный 50 мл

7 V1803P02: оранжевый 50 мл

8 V1802P01: жёлтый 50 мл