

# Neocolloid

## specialPro

Альгинат с длительным временем нахождения в полости рта, рекомендован для съёмного протезирования.



### ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- **Длительное время в полости рта:** время нахождения в полости рта 1 минута и 30 секунд идеально подходит для воспроизведения мягких тканей, что делает материал незаменимым продуктом для съёмного протезирования\*
- **Низкая вязкость:** для удовлетворения потребностей врачей, которые предпочитают низковязкие продукты
- **Высокая эластичность:** оптимальное возвращение к первоначальной форме



ПЕРЕЧНАЯ  
МЯТА



РЕКОМЕНДОВАН  
ДЛЯ СЪЁМНОГО  
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

95% пользователей рекомендуют Neocolloid для съёмного протезирования!\*

Больше информации на странице 12.

### Клинические Этапы\*\*

|   |        |
|---|--------|
| Рабочее время<br>(включая время смешивания) | 2' 00" |
| Время в полости рта                         | 1' 30" |
| Время схватывания                           | 3' 30" |

\* Согласно исследованию Key-Stone Италия, 2019

\*\* Время клинического использования предполагается отсчитывать от начала смешивания с деионизированной водой при температуре 23°C/73°F.