## Elite Rock



Сверхтвёрдый гипс 4-го класса для изготовления моделей в несъёмном протезировании.

Идеальный баланс между тиксотропностью и текучестью.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление **моделей** и **штампиков** в съёмном и несъёмном протезировании.







## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Упрощённое замешивание и сбалансированная тиксотропность облегчают изготовление модели
- Высокая прочность на сжатие гарантирует износостойкость и повышенную точность модели
- ▶ Низкое расширение даже через 48 часов

Цвета











Благодаря специальной формуле гипса, которая оптимизирована для работы с **CAD/CAM**-системами, модели, изготовленные из гипса цвета **Silver Grey (Серебристо-серый)**, прекрасно считываются большинством **лазерных и оптических сканеров**.

## Технические характеристики

Соотношение вода / порошок	20 мл / 100 г
Время извлечения модели	45 минут
Расширение после 2-х часов	0,08 %
Прочность на сжатие через 48 часов	81 МПа (826 кг/см²)