


1. GINGIFAST RIGID

ПРЯМАЯ ТЕХНИКА

Нанесение осуществляется непосредственно на оттиск, идеальная техника для работы с имплантатами.


Материалы: Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.

Оттиск с аналогами



1

Восковые ограничители



2

Нанесение сепаратора



3

Применение Gingifast Rigid



4

>>
Создание ориентиров и
установка воскового бортика



Заполнение оттиска гипсом



КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

