

OptiBond™ Universal

Универсальная однокомпонентная адгезивная система с возможностью тотального, селективного и самопротравливания

Бескомпромиссное качество при любой методике, на любых поверхностях.


36517	OptiBond™ Universal, набор: 1 флакон (5 мл) адгезива, 1 шприц (3 г) протравочного геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 100 аппликаторов
36518	OptiBond™ Universal, набор: 100 унидоз (по 0,18 мл), 100 аппликаторов, 1 шприц (3 г) протравочного геля с 20 насадками
36519	OptiBond™ Universal, флакон (5 мл)



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения: для прямых и непрямых реставраций
- Подходит для любой техники: тотальное, селективное и самопротравливание
- Эффективен при нанесении всего одним слоем
- Гидрофильная технология OptiBond™ гарантирует превосходное проникновение в дентинные каналы и защищает от микроподтеканий и постоперационной чувствительности
- Запатентованная формула с мономером GPDM и инновационной Трехкомпонентной системой растворителей обеспечивает надежную адгезию к эмали и дентину
- Тонкая адгезивная пленка не завышает ортопедическую конструкцию

Я фиксирую прямые и не прямые реставрации на OptiBond™ Universal вот уже 3 года. Мне нравится работать в технике селективного протравливания: это позволяет избежать постоперационной чувствительности. OptiBond™ Universal я часто светополимеризую одновременно с цементом, а также использую в качестве силана для керамики – это значительно экономит время и упрощает всю процедуру. Этим адгезивом можно работать также в технике тотального травления. Но ее я использую реже – в основном, на девитальных зубах. Кроме того, OptiBond™ Universal эффективно работает и в самопротравливании, что делает его поистине универсальным!




ГАММАДАЕВ
Мурад Адамович

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.
Специалист по эстетико-функциональным прямым и косвенным реставрациям твердых тканей зубов.
Частная практика, г. Москва

Данный отзыв представляет мнение доктора Гаммадаева. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.

Я использую OptiBond™ Universal с момента его появления на рынке: фиксирую на него керамические коронки, виниры, накладки. Я ценю в нем прежде всего простоту протокола, которая отличает его от многошаговых адгезивных систем. Я работаю OptiBond™ Universal преимущественно в методике селективного травления: когда протравливается только эмаль. Это значит, что исключен риск совершить ошибку: например, перетравить или пересушить дентин, что обычно приводит к снижению адгезии. Я доверяю технологиям, которые применены в семействе адгезивов Kerr: ведь они проверены многолетним опытом. Тройная система растворителей и зарекомендовавший себя GPDM мономер способствуют тому, что OptiBond™ Universal эффективно преобразует смазанный слой в гибридный. Это надежно защищает пациента от постоперационной чувствительности. Еще один плюс – тонкая пленка: она не завышает мою конструкцию. Кроме того, за все время работы с адгезивом у меня не было ни одного случая дебондинга!



ШИКОВ
Ислам Асланович

Врач стоматолог-ортопед, учредитель «Shikov clinic», г. Краснодар

Данный отзыв представляет мнение доктора Шикова. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.