

Tropicalgin

multiPro

Хроматический альгинат для универсального применения (Быстрый и Сверхбыстрый).



ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- **Хроматический:** предоставляет врачу визуальное руководство во время смешивания материала, рабочей фазы и нахождения его в полости рта
- **Различное время схватывания (Быстрое/Сверхбыстрое)*:** для удовлетворения всех потребностей стоматологов
- **Манго аромат:** обеспечивает пациенту комфорт



МАНГО

Изменение цвета предоставляет врачу визуальное руководство во время различных фаз обработки:

- красный во время смешивания
- оранжевый во время рабочей фазы
- жёлтый во время нахождения в полости рта пациента

Клинические Этапы**

	Fast	Extra Fast
Рабочее время (включая время смешивания)	1' 35"	1' 15"
Время в полости рта	1' 00"	25"
Время схватывания	2' 35"	1' 40"

* Некоторые продукты могут быть доступны не во всех странах

** Время клинического использования предполагается отсчитывать от начала смешивания с деионизированной водой при температуре 23°C/73°F.